

## **ELM-3961 Eliza-Mat Inkubator - Wyrzāsarka**



- Komora inkubacyjna dla dwóch płytek 96 dołkowych.
- Cyfrowa kontrola prędkości wyrzāsania - 8 prędkości, mieszanie orbitalne od 575 do 1500 rpm. (prędkość rotacji).
- Regulacja temperatury, począwszy od temperatury otoczenia do temperatury 40°C z możliwością regulacji do 0.1 °C.
- Cyfrowa kontrola czasu wyrzāsania, możliwość pracy niezależnej od regulatora czasowego.
- Kompaktowy i łatwy w obsłudze.
- Zewnętrzna pokrywa odpowiednio izoluje oraz chroni przed światłem.
- Posiada NRTL oraz CE certyfikat.

**DRG International, Inc.  
1167 U.S. Highway 22 East  
Mountainside, NJ 07092, USA  
Telephone: 908-233-2079  
Fax: 908-233-0758 E-Mail: corp@drg-international.com**